FICHA TÉCNICA

Klorkleen

Tabletas efervescentes de NaDCC para limpieza y desinfección de superficies en un solo paso.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las tabletas Klorkleen, al disolverse en agua, crean una solución para la desinfección de superficies. Klorkleen incorpora además un detergente compatible para la limpieza y desinfección de superficies en un solo paso. Está formulado a base de dicloroisocianurato de sodio (NaDCC), que al disolverse libera ácido hipocloroso (HOCl), agente biocida de amplio espectro.

Especialmente formulado para proporcionar soluciones de limpieza y desinfección seguras y fáciles de preparar, con actividad de amplio espectro contra microorganismos.

DATOS DEL PRODUCTO

Presentación	Comprimidos de 1670 mg en tarro con tapa
Principio activo	Dicloroisocianurato de sodio (NaDCC / troclosene sódico)
Componentes	NaDCC y detergente compatible
Forma	Tableta blanca, plana, de borde biselado, efervescente
Vida útil	2 años
Fabricante	Medentech (Kersia Group), Wexford, Irlanda

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

Usar en	Dosis	Fuerza de la solución
Áreas de cuidados intensivos	1 tableta en 1 litro de agua	**1000 ppm de cloro disponible**
Suelos, paredes y zonas de desinfección general	1 tableta en 5 litros de agua	**200 ppm de cloro disponible**
Superficies y equipos de manipulación/procesamiento de alimentos	1 tableta en 10 litros de agua	**100 ppm de cloro disponible**
Esporas de Clostridioides difficile* en superficies sucias	1 tableta en 0.25 litros de agua	**4000 ppm de cloro disponible**

**Pruebas realizadas de acuerdo con las Directrices de Pruebas de Rendimiento de Productos de la USEPA OCSPP 810.2100.*

Tiempos de contacto de referencia (a 20 °C):

Concentración	Dilución (a 20 °C)	Eficaz contra	Tiempo de contacto
100 ppm	1 tableta en 10 L	Levaduras	5 min
500 ppm	1 tableta en 2 L	Virus	5 min
1000 ppm	1 tableta en 1 L	Bacterias, levaduras y virus Micobacterias	5 min 15 min
4000 ppm	1 tableta en 0.25 L	Bacterias, levaduras, virus, micobacterias y hongos	15 min
5000 ppm	1 tableta en 0.2 L	Amplio espectro, incluye hongos y esporas	5 a 15 min según microorganismo

LABOR WASSER DE MÉXICO

Reactivos, material y equipo de laboratorio · Tratamiento de aguas

Valores de referencia del fabricante. Consultar siempre la etiqueta del envase y la hoja de seguridad (SDS).

AFIRMACIÓN DE LA ETIQUETA

Actividad de amplio espectro contra microorganismos, incluidos:

Bacterias	Campylobacter, E. coli O157, Enterococcus, Leptospira, Listeria, micobacterias, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, SARS, VIH/SIDA, gripe aviar, esporas de Clostridium difficile, SARM
Hongos	Aspergillus, Candida y otros
Esporas	Bacillus, Clostridium difficile
Virus	VIH, VHB, herpes, poliomielitis, entre otros
Micobacterias	Incluida la tuberculosis

Cumple EN 14476 (virucida) y fue probado bajo la norma ANSI A326.3.

APLICACIONES

- Hospitales, clínicas, consultorios dentales y áreas críticas
- Industria de alimentos y bebidas, cocinas y servicios de catering
- Laboratorios, oficinas e instituciones

Aplicar con trapeador, paño, esponja, cepillo o atomizador de gatillo. En áreas críticas, primero limpiar y luego desinfectar.

VENTAJAS

- Dosis exacta en cada tableta, sin medir ni verter
- Menos corrosivo que el cloro convencional, pH cercano al de la piel
- No daña acabados de piso; 100% biodegradable
- Tableta compacta: ahorra espacio de almacenamiento y transporte

PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Solución nueva a diario en recipiente abierto; en recipiente cerrado, cada 7 días (cada 3 días en condiciones sucias)
- Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, con el envase bien cerrado
- Usar equipo de protección personal según la hoja de seguridad

CONTACTO

Empresa	Labor Wasser de México, S.A. de C.V.
Correo	ventas@laborwasserdemexico.com
Teléfonos	55 7575 1661 · 55 7575 1662 · 55 7160 2454
WhatsApp	56 1040 0441
Sitio web	laborwasserdemexico.com