FICHA TÉCNICA

Muestreador Jumbo Múltiple Bürkle para grandes cantidades

Fabricante: Bürkle GmbH **Catálogo:** 5319-2085

Muestreador de zona con cámaras independientes para la extracción simultánea de muestras puntuales en distintas capas de materiales a granel. Los separadores evitan que las muestras de diferentes niveles se mezclen, permitiendo analizarlas individualmente o combinarlas posteriormente.

Especificaciones técnicas

Número de catálogo	5319-2085
Tipo de muestreo	Múltiples muestras dirigidas (por zonas)
Materiales	Aluminio, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) y PTFE
Número de aperturas de recogida	3
Volumen por cámara	130 ml
Cantidad total de muestra	390 ml
Longitud total	950 mm
Profundidad de inmersión	850 mm
Diámetro del tubo	50 mm
Longitud de la cámara	100 mm
Anchura de la cámara	25 mm
Inicio de la cámara colectora	123 mm
Distancia entre cámaras	180 mm

LABOR WASSER DE MEXICO
ventas@laborwasserdemexico.com | laborwasserdemexico.com
56 1040 0441 | 55 5506 2725 | 56 1024 8579 | 55 4422 3062

Muestreador Jumbo Múltiple | 5319-2085

Características y aplicaciones

Las tres cámaras separadas permiten tomar muestras de diferentes capas sin mezcla durante la extracción. Adecuado especialmente para materiales a granel de granulometría gruesa y para muestreos representativos en silos, contenedores y pilas. Se puede utilizar en posición vertical u horizontal.

Aplicaciones habituales: control de calidad en las industrias alimentaria, farmacéutica, química y de materiales de construcción; investigación y desarrollo; evaluación de materias primas.

Instrucciones básicas de uso

1. Gire el mango en sentido horario para cerrar el muestreador antes de introducirlo en el material.

2. Una vez alcanzada la profundidad deseada, gire en sentido antihorario para abrir las cámaras y permitir su llenado.

3. Cierre nuevamente girando el mango en sentido horario y retire la lanza.

4. Invierta el muestreador y vacíe las muestras en recipientes adecuados. Mantenga separadas las fracciones si se analizarán por zona.

Limpieza y manejo

Bürkle indica que el muestreador puede esterilizarse en autoclave y flamearse. Verifique siempre la compatibilidad con el proceso y siga las instrucciones del fabricante.

Identificación del fabricante

Bürkle GmbH | Rheinauenstr. 5, 79415 Bad Bellingen, Alemania.

Fuente técnica

https://www.buerkle.de/es/muestreador-jumbo-muestreador-de-zona-para-grandes-cantidades-multiple_p5319-2085

Información técnica basada en la ficha oficial del fabricante para la referencia 5319-2085. Las características pueden estar sujetas a cambios del fabricante.

LABOR WASSER DE MEXICO
ventas@laborwasserdemexico.com | laborwasserdemexico.com
56 1040 0441 | 55 5506 2725 | 56 1024 8579 | 55 4422 3062