FICHA TECNICA

Perforador multicapa | Bürkle

Numero de catalogo: 5310-0150

Muestreador de zona especial para materiales muy compactados, diseñado para recoger muestras representativas de todas las capas o de una seccion transversal.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El perforador multicapa incorpora cuchillas de perforacion que facilitan la penetracion en polvos y granulados compactados, incluso de alta densidad. Permite el muestreo de grandes contenedores, recipientes de mezcla y big bags.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristica	Especificacion
Material principal	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Material adicional	Caucho NBR
Numero de aperturas de recogida	5
Cantidad de muestra	260 ml
Diametro del tubo	25 mm
Profundidad de inmersion	1,385 mm
Longitud total	1,528 mm
Diametro exterior	97 mm
Longitud de la camara	100 mm
Inicio de la camara colectora	101 mm
Anchura de la camara	12 mm
Distancia entre camaras	195 mm
Unidad de embalaje	1 pieza

PERFORADOR MULTICAPA | 5310-0150

TIPO DE MUESTREO Y MATERIALES

Tipo: muestra de todas las capas o muestra de seccion transversal.

Granulometria: polvos y granos finos o medios.

Condicion del material: fluido, cohesivo o compactado.

Caracteristicas de la lanza: punta afilada, puntiaguda y extraible.

APLICACIONES

Control de calidad y comprobacion de homogeneidad en materiales de construccion y en las industrias quimica, farmaceutica, alimentaria y de bebidas. Adecuado para grandes contenedores, acumulaciones de material a granel, big bags y recipientes de mezcla.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

1. Girar el mango en sentido horario para cerrar el muestreador antes de introducirlo.

2. Perforar el material hasta la profundidad deseada utilizando el mango inferior.

3. Girar el mango en sentido antihorario para abrir las camaras y permitir su llenado.

4. Cerrar nuevamente en sentido horario y retirar el muestreador.

5. Desenroscar el colector utilizando la empunadura inferior.

6. Invertir el muestreador y vaciar la muestra por la abertura del mango en un recipiente adecuado.

OBSERVACIONES

Seleccionar un recipiente de recogida apropiado para el material. Limpiar el equipo entre muestras y verificar la compatibilidad quimica de los materiales en contacto con el producto.

FUENTE DEL FABRICANTE

Bürkle GmbH. Ficha de producto 5310-0150.
https://www.buerkle.de/es/perforador-multicapa_p5310-0150
Los datos tecnicos y el procedimiento se reproducen de la ficha oficial del fabricante.