



CyaniVer 5 Cianuro, reactivo Powder Pillow, pk 100

Ref. producto:

1404169

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Cianuro, Método Piridina-Pirazalona. Para 25 mL de muestra.

Especificaciones

Método:	Piridina-Pirazalona
Número de tests:	100
Número del método:	8027
Parámetro:	Cianuro
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 uds

Accesorios requeridos

- CyaniVer 3 Cianuro, reactivo Powder Pillow, pk 100 (Item 1403969)
- CyaniVer 4 Cianuro, reactivo Powder Pillow, pk 100 (Item 1404099)