



Sobres de reactivo en polvo NitriVer 3 para la determinación de nitrito, 5 mL, paquete de 100

Ref. producto:

1407899

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de nitrito mediante el método de la diazotización NitriVer 3. Tamaño de la muestra de 5 mL. Para uso con test kits visuales de Hach. Intervalo: hasta 0,5 mg/L NO₂-N.

Especificaciones

Método:

Diazotización

Plataforma:

Powder Pillows