



MolyVer 1 Molibdeno Powder Pillows (1)

Ref. producto:

1414669

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Molibdeno alto rango (0-40,0 mg/l Mo), Método Ácido mercaptoacético. Para 25 ml de muestra.

Especificaciones

Método:	Mercaptoacetic Acid
Número de tests:	100
Número del método:	8036
Parámetro:	Molybdenum
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100/pk