



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de boro, de 0,2 a 14,0 mg/l de B

Ref. producto:

1417099

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de boro con el método del carmín. Paquete de 100.

Para la determinación de Boro con el Método de Carmín

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/800, PC II
Método:	Carmín
Nota al pie:	*Por lo general, DR 5000 utiliza los mismos métodos que DR/4000. DR 2800 utiliza los mismos métodos que DR 2700, DR/2500 y DR/2400. Existen algunas excepciones.
Número de tests:	100
Número del método:	8015
Parámetro:	Boro
Rango de medición:	0,2 - 14,0 mg/L B
Volumen / tamaño de embalaje:	100 Paquete