



## Cartucho de valorador digital, hidróxido de sodio, 8,00 N

Ref. producto:

1438101

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de la concentración de ácido mediante valorador digital. Dígitos x 0,01 = meq

### Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

### Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

### Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

### Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aproximadamente 40 - 100 valoraciones por cartucho.

---

## Especificaciones

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Método:            | Punto final de fenolftaleína |
| Número de tests:   | 40 - 100                     |
| Número del método: | 8200 (ácido)                 |
| Parámetro:         | Ácido-base                   |
| Plataforma:        | Valorador Digital            |
| Rango de medición: | 10 - 4000 meq/L, ácido       |
| Valorante:         | 8 N NaOH                     |