



Cartucho de CDTA para valorador digital, 0,0800 M

Ref. producto: 1440201
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Solución estándar de ácido ciclohexanodiamino tetraacético. Para la determinación de la dureza total y cálcica mediante valorador digital. 0,0800 M. Dígitos x 0,1 = mg/L CaCO₃ en 100 mL. Dígitos x 0,0001 = mmol.

Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Valoración de CDTA
Plataforma:	Valorador Digital