



Rellenador de pipeta, perilla de seguridad

Ref. producto:	1465100
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

El adaptador cónico único permite el llenado de pipetas universales. Solo hay que apretar la perilla para cargar, colocar la pipeta en el adaptador e insertar en la muestra. Suelte la perilla para llenarla. Retire la perilla y cubra el extremo de la pipeta con un dedo para dispensar. Fácil y seguro. Esterilizable en autoclave.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje:	1 each
-------------------------------	--------

Contenido de la caja

Incluye muñequera elástica esterilizable en autoclave.