



Cartucho de valorador digital, hidróxido de sodio, 0,9274 N

Ref. producto:

1484201

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de ácidos volátiles mediante valoración digital, 100 - 2400 mg/L de ácido acético

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Punto final de fenolftaleína
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Ácidos volátiles
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 2400 mg/L CH ₃ COOH
Valorante:	0,9274 N NaOH