



Cartucho de yodato-yoduro para valorador digital, 0,3998 N

Ref. producto: 1496101
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Solución de reactivo titrante lista para su uso, 4 - >400 mg/L SO₃.

40 - 100 tests aproximadamente.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Yodato-yoduro
Parámetro:	Sulfito
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	0 - 800 mg/L SO ₃ ²⁻
Valorante:	0,3998 N de KIO ₃ -KI