



Solución estándar de óxido de fenilarsina (PAO), 0,00564 N, 500 mL

# de producto:	199849
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Para la determinación de cloro mediante métodos de valoración amperométrica. Nota: también disponible en cartuchos de valorador digital. 0,00564 N, botella de 500 mL

Especificaciones

Instrumento:	AutoCat™ 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número del método:	8334
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,5 mg/L y superior Cl_2
Rango de medición (2):	0,0051 - 5,000 mg/L Cl_2
Rango de medición (3):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl_2