



Cartucho de valorador digital, óxido de fenilarsina (PAO), 0,00564 N

de producto:

199901

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de cloro en rango bajo mediante valoración amperométrica utilizando el valorador digital

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Método:	Amperométrico, lazo abierto
Número del método:	10024
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	0 - 1000 µg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0 - 1000 µg/L Cl ₂
Valorante:	0,00564 N PAO