



Cartucho de valorador digital, cloruro de magnesio, 0,080 M

Ref. producto: 2062501
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Para la determinación de quelante mediante valorador digital. 0,080 M. Dígitos x 0,1 = mg/L de quelante (como mg/L CaCO_3) en una muestra de 100 mL.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Cloruro de magnesio
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8352
Parámetro:	Quelante, libre
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	0 - 20,0 mg/L CaCO_3
Valorante:	0,0800 M MgCl_2