



Cartucho EDTA para valorador digital, 0,0716 M

Ref. producto:

2081701

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Solución estándar EDTA. Para la determinación de hierro mediante valorador digital. 0,0716 M. Dígitos x 0,1 = mg/L Fe en 50 mL

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	EDTA
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 100 mg/L Fe
Valorante:	0,0716 M EDTA