



Sobres de reactivo en polvo, sílice, ácido cítrico, 10 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

2106228

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas



Para la determinación de sílice en rango alto mediante el método del silicomolibdato (método Hach 8185) y sílice en rango bajo mediante el método de azul heteropoli (método Hach 8186). Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	paquete 1000