



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de cianuro CyaniVer 5, 10 mL, paquete de 100

Ref. producto:

2107069

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cianuro, método de la piridina-pirazalona. Para muestra de 10 ml.

Para la determinación de cianuro mediante el método de la piridina-pirazalona. Para instrumentos que requieren una muestra de 10 mL.

Especificaciones

Método:	Piridina-pirazalona
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk