



Set de reactivos de Cadmio, 0,7-80 µg/L Cd

de producto:

2242200

COP Precio:

Contáctenos

Envío dentro de los 3 primeros días

Peligroso



Para la determinación de Cadmio, método de ditizona.

Especificaciones

Descripción:	Set compuesto por: Solución tampón de Citrato, powder pillow (1420299), Cloroformo, ACS (1445817), DithiVer reactivo powder pillow (1261699), Cianuro de potasio, ACS (76714), Hidróxido sódico, 50% (218049), bolas de algodón (257201)
Instrumento:	Todos excepto DR/800, PC II
Método:	Ditizona
Número de tests:	60 - 100
Número del método:	8012
Parámetro:	Cadmio
Rango de medición:	0,7 - 80 µg/L Cd