



Cobalto/Níquel, Set de reactivos

Ref. producto:

2242600

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Para la determinación de Cobalto, 0,01-2,00 mg/L Co, y Níquel, 0,006-1,000 mg/L Ni, Método PAN. Para 25 mL de muestra.

Especificaciones

Descripción:	Níquel, Set de reactivos, método PAN, 25 mL
Instrumento:	DR 3000, DR 2000, DR 890
Método:	PAN
Número de tests:	100
Número del método:	8078
Rango de medición:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Rango de medición (2):	0,006 - 1,000 mg/L Ni