



Cianuro, Set reactivos, Powder Pillows, 0.002-0.240 mg/l CN

Ref. producto:

2242800

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Cianuro, Método Piridina-Pirazalona. Para 25 ml de muestra.

Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Pyridine-Pyrazalone
Número de tests:	100
Número del método:	8027
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.002 - 0.240 mg/L CN ⁻