



Set de reactivos, manganeso, HR, oxidación con peryodato, 25 mL

Ref. producto:

2243200

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de manganeso con el método de oxidación con peryodato, método Hach 8034. Aceptado por EPA para el análisis de aguas residuales (se requiere digestión). Registro federal, 44, (116) 34193 (14 de junio de 1979). Rango: 0,1 - 20,0 mg/L Mn. Tamaño de la muestra: 25 mL. Contenido del set: sobres de solución tampón en polvo (tipo citrato) y sobres de peryodato sódico en polvo para 100 tests.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Oxidación con peryodato
Número de tests:	100
Número del método:	8034
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,1 - 20,0 mg/L Mn