



Set de reactivos para la determinación de manganeso, de 0,006 a 0,700 mg/L Mn, 25 mL

Ref. producto:

2243300

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Para la determinación de manganeso con el método PAN. Para muestra de 25 mL.

Para la determinación de manganeso con el método PAN. Método Hach 8149. Rango: 0,006 - 0,700 mg/L Mn. Tamaño de la muestra: 25 mL. El set de reactivos incluye: sobres de ácido ascórbico en polvo, reactivo de cianuro alcalino y solución indicadora PAN (0,1%) para 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	PAN
Número de tests:	100
Número del método:	8149
Rango de medición:	0,006 - 0,700 mg/L Mn