



Set de reactivos en sobres de reactivo en polvo para la determinación de molibdeno, 0 - 35,0 mg/L Mo

Ref. producto:

2243400

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivos en polvo en paquetes sellados para la determinación de molibdeno con el método colorimétrico del ácido mercaptoacético. Para muestra de 25 mL.

Para la determinación de molibdeno mediante el método del ácido mercaptoacético (método Hach 8036). Intervalo: Hasta 35,0 mg/L como Mo_6^+ . Tamaño de la muestra: 25 mL. El set contiene: Sobres de reactivo en polvo MolyVer 1, 2 y 3 para la determinación de molibdeno para 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Ácido mercaptoacético
Número de tests:	100
Número del método:	8036
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0-35,0 mg/L Mo