



Set de reactivos para la determinación de níquel, heptoxima

de producto:

2243500

Peligroso

COP Precio:

Contáctenos

No Disponible



Para la determinación de níquel: método de extracción con cloroformo usando el indicador heptoxima.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/800, PC II
Método:	Heptoxima
Número de tests:	50
Número del método:	8037
Parámetro:	Níquel
Rango de medición:	0,02 - 1,80 mg/L Ni