



Juego de reactivos para la determinación de fenoles, de 0,002 a 0,200 mg/l

Ref. producto:

2243900

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de fenoles, método de la 4-aminoantipirina.

Especificaciones

Descripción:	Juego de reactivos para la determinación de fenoles
EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todas las serie excepto DR/900, DR/800 y PC II
Método:	4-aminoantipirina
Número de tests:	100
Número del método:	8047
Parámetro:	Fenoles
Rango de medición:	0,002 - 0,200 mg/L fenol