



Set de reactivos para la determinación de fenoles (posibilidad de envío aéreo)

de producto: 2243901
COP Precio: Contáctenos
Envío dentro de la 2 segunda semana

Para la determinación de fenoles mediante el método de la 4-aminoantipirina. Método Hach 8047. Aceptado por la USEPA para el análisis de aguas residuales. Rango: 0,002 - 0,200 mg/L El set de reactivos incluye: solución tampón de dureza 1, cloroformo, sobres de reactivo de fenol en polvo y sobres de reactivo de fenol 2 en polvo para 100 tests. Reactivos envasados para el envío por transporte aéreo.

Especificaciones

Descripción:	Set de reactivos para la determinación de fenoles
EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR900, DR/800 y PC II
Método:	4-aminoantipirina
Número de tests:	100
Rango de medición:	0,002 - 0,200 mg/L fenol