



Set de reactivos, fosfonato, 25 mL

Ref. producto:

2244000

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Para la determinación de fosfonatos por el método de oxidación con UV/persulfato. Método Hach 8007. Rangos: 0,02 - 2,50 mg/L a 1 - 125 mg/L. Tamaño de la muestra: 25 mL El set de reactivos incluye: Sobres de reactivo en polvo PhosVer 3 y sobres de persulfato de potasio en polvo para 100 tests.

Especificaciones

Descripción:	Set de reactivos para la determinación de fosfato
Instrumento:	DR/2000, DR/3000
Método:	Oxidación UV de persulfato
Número de tests:	100
Número del método:	8007
Rango de medición:	0,02 - 125 PO_4 Varios rangos
Rango de medición (2):	1,0 - 125 mg/L PO_4^{3-}