



Set de reactivos para la determinación de selenio (sin posibilidad de envío por transporte aéreo)

# de producto:	2244200
COP Precio:	Contáctenos
No Disponible	

Para la determinación de selenio mediante el método de diaminobencidina. Método Hach 8194. Rango: 0,01 - 1,00 mg/L Se. Para el envío por transporte aéreo, pedido 2244201

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR 900 y PC II
Método:	Diaminobencidina
Número de tests:	66 - 100
Número del método:	8194
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,01 - 1,00 mg/L Se.