



Set de reactivos, selenio (configuración para envío por transporte aéreo)

de producto:

2244201

COP Precio:

Contáctenos

No Disponible

Peligroso



Para la determinación de selenio mediante el método de diaminobencidina. Método Hach 8194. Intervalo: 0,01 - 1,00 mg/L Se. Los reactivos se empaquetan para el envío por transporte aéreo.

Especificaciones

Método:	Diaminobenzidina
Número de tests:	66 - 100
Parámetro:	Selenio
Rango de medición:	De 0,01 a 1,00 mg/l