




Set de reactivos para la determinación de ácidos volátiles, colorimétrico Set de reactivos para la determinación de ácidos volátiles de 27 a 2800 mg/L de ácido acético

Ref. producto:

2244700

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas



Para la determinación de ácidos volátiles por el método de esterificación. Método Hach 8196. Rango: hasta 2800 mg/L como ácido acético. El set incluye los reactivos para 100 tests.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:

10 °C - 25 °C

Descripción:

Set de reactivos para la determinación de ácidos volátiles

Instrumento:

Todos excepto PC II

Método:

Esterificación

Notas especiales:

El set contiene: etilenglicol (203953), cloro férrico-ácido sulfúrico (204253), solución de hidrocloreto de hidroxilamina (81842), solución estándar de hidróxido de sodio 4,5 N (204053), solución estándar de ácido sulfúrico 19,2 N (203832)

Número de tests:

100

Número del método:

8196

Parámetro:

Ácidos volátiles

Plataforma:

Solución

Rango de medición:

27 - 2800 mg/L Ácido acético

Vida útil:

36 meses