



Ácido Cítrico, Solución de reactivo, 500 mL

de producto:

2254249

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de Sílice en rango ultrabajo (ULR), 3 - 1000 µg/L SiO₂. Método Azul de Heteropoli.

Especificaciones

Método:	Heteropoly Blue, Rapid Liquid
Número de tests:	250
Número del método:	8282
Parámetro:	Silica
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL 500 ml

Accesorios requeridos

- Reactivo en polvo, aminoácido F, sílice Rapid Liquid, 55 g (Item 2651155)
- Solución de reactivo, molibdato 3, 500 mL (Item 199549)
- Dilución de aminoácido F, para sílice Rapid Liquid, 475 mL (Item 2353011)