



Set de reactivos para la determinación de formaldehído, LR

Ref. producto:

2257700

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de formaldehído, método colorimétrico.

Set de reactivos para la determinación de formaldehído: método colorimétrico de la MBTH. Rango bajo, de 3 a 500 µg/L. 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/800, PC II
Método:	MBTH
Número de tests:	100
Número del método:	8110
Parámetro:	Formaldehído
Rango de medición:	3 - 500 µg/L CH ₂ O