



Cartucho de valorador digital, tiosulfato de sodio, 0,200 N

Ref. producto: 2267501
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Para la determinación de oxígeno disuelto mediante valoración digital con el método Winkler. 0,200 N de Na₂S₂O₃. Dígitos x 0,01 = mg/L OD en una muestra de 200 mL, Dígitos x 0,00025 = meq.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Modificación de azida del método Winkler
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8215
Parámetro:	Oxígeno disuelto
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	1 - 10 mg/L OD
Valorante:	0,200 N Na ₂ S ₂ O ₃