



Set de reactivos, cromato, valorador digital

Ref. producto: 2272400
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Para la determinación de cromato mediante la valoración de tiosulfato de sodio con valorador digital. Método Hach 8211. Rango: 20 - 400 mg/L CrO_4^{2-} . El set de reactivos incluye: sobres de reactivo en polvo de oxígeno disuelto 3, sobres de yoduro potásico en polvo, cartucho de tiosulfato de sodio (0,2068 N) y solución indicadora de almidón. 40-100 pruebas aproximadamente

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	8211
Número de tests:	40 - 100
Rango de medición:	20 - 400 mg/L CrO_4^{2-}