



Set de reactivos de cloruro, 10-8000 mg/L Cl

Ref. producto: 2272600
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Para la determinación de cloruro mediante el método de valoración digital de nitrato de mercurio (método Hach 8206). El set de reactivos incluye sobres de reactivo en polvo de difenilcarbazida y cartuchos de valorador digital de nitrato de mercurio.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Valoración de nitrato de mercurio
Número de tests:	100
Número del método:	8206
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 8000 mg/L Cl ⁻