



Equipo de medios, número total de bacterias

Ref. producto: 2277700
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Medios preparados para la determinación de las bacterias totales (bacterias heterótrofas), predosis en tubos de cristal de 10 mL, 15/paq

La prueba de toxicidad ToxTrak acelera las evaluaciones de la muestra

En solo 45 minutos, ToxTrak le permite evaluar la toxicidad en una muestra. ToxTrak se puede usar en agua potable y aguas residuales para medir y comparar la toxicidad de una muestra en relación con una referencia usando biomasa autóctona o un cultivo de bacterias en stock

Método colorimétrico

La toxicidad se controla utilizando diversos métodos, como crecimiento, actividad enzimática específica, bioluminiscencia y respiración. Estos métodos pueden requerir períodos prolongados de incubación, centrifugación, extracción con solventes, complicados procedimientos de recuento de colonias y

Alternativa económica a los bioensayos

Disminuya los costos de su laboratorio con ToxTrak para filtrar los afluentes y efluentes potencialmente tóxicos. O bien, utilícelos para identificar las diluciones para los bioensayos a largo plazo. Los bioensayos a largo plazo pueden requerir entre dos y siete días, y su realización es costosa.

Reduzca sus costos

Especificaciones

Número de tests: Varía

Contenido de la caja

Incluye caldo de soja tripticaseína deshidratada, vial con tapa rosca y pipetas de transferencia estériles