



FerroZine Solución de reactivo para la determinación de hierro, de 0,009 a 1,400 mg/L de Fe

Ref. producto:

230149

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Para la determinación de cantidades traza de hierro férrico soluble (Fe^{3+}) y ferroso (Fe^{2+}).

Comodidad

Los métodos Rapid Liquid utilizan reactivos líquidos, dispensadores para botella y cubetas de flujo para simplificar el análisis.

Rendimiento

Dado que las cubetas de flujo proporcionan un sistema óptico estacionario, los métodos Rapid Liquid[™] suelen ser más precisos que los métodos que requieren mover las cubetas de muestra.

Eficiencia

Los métodos Rapid Liquid son idóneos para pruebas de gran volumen.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/850, DR/820, PC II
Método:	FerroZine
Número de tests:	500 - 1000
Número del método:	8147
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL