



FerroZine Sobres de solución de reactivo para la determinación de hierro, de 0,009 a 1,400 mg/l de Fe

Ref. producto:

230166

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de cantidades traza de hierro férrico soluble (Fe^{3+}) y ferroso (Fe^{2+}).

El reactivo para la determinación de hierro FerroZine determina el hierro férrico soluble (Fe^{3+}) y ferroso (Fe^{2+}). La digestión es necesaria para complejos de hierro fuertemente quelados (como por ejemplo con EDTA) y el hierro total. Para el análisis de cantidades traza de hierro. 50/ paquete

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/850, DR/820, PC II
Método:	FerroZine
Número de tests:	50
Número del método:	8147
Parámetro:	Hierro
Rango de medición:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Volumen / tamaño de embalaje:	50 uds