



Set de reactivos para Cloruro, 0,1-25,0 mg/l Cl⁻

Ref. producto:

2319800

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Set de reactivos para la determinación de Cloruro, método de tiocianato de mercurio.

Especificaciones

Instrumento:

Todo excepto DR/800, PC II

Método:

Tiocianato mercúrico

Nota al pie:

*Por lo general, el DR 5000 utiliza los mismos métodos que el DR 4000. El DR 2800 utiliza los mismos métodos que el DR 2700, DR 2500 y DR 2400. Existen algunas excepciones.

Número de tests:

100

Número del método:

8113

Parámetro:

Cloruro

Plataforma:

Solución

Rango de medición:

0 - 25,0 mg/L Cl⁻