



Set de reactivos, oxígeno disuelto, bureta, muestra de 300 mL

Ref. producto:

2351400

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Reactivos para la determinación de oxígeno disuelto mediante el método de valoración Winkler

Para la determinación de oxígeno disuelto mediante el método Winkler (modificación de azida) y valoración con bureta. Rango: hasta 10 mg/L como OD. Tamaño de la muestra: 300 mL. Contiene reactivos para 100 tests.

Especificaciones

EPA compliant:

Sí

Número de tests:

100

Número del método:

8229

Rango de medición:

1 - > 10 mg/L O₂