



Set de reactivos Leadtrak

Ref. producto:

2375000

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



El plomo soluble en ácido de una muestra de agua potable se concentra primero en un extractor por columna rápida. A continuación, el plomo se eluye del extractor y se determina mediante colorimetría con un indicador.

Set de reactivos para la determinación de plomo mediante extracción por columna rápida LeadTrak[™]. Método Hach 8317. Rango: de 5 a 150 µg/l como Pb. Tamaño de la muestra: 100 ml. 20 tests/set de reactivos.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/800
Método:	LeadTrak
Número de tests:	20
Número del método:	8317
Parámetro:	Plomo
Rango de medición:	5 - 150 µg/L Pb