



Cubetas de blanco de muestra para test en cubeta TNTplus, 5/paquete

de producto:

TNT919

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Para configurar el blanco de muestra del instrumento en los métodos TNTplus (5/paquete).

Reducir errores con viales con código de barras y RFID

El espectrofotómetro lee automáticamente una etiqueta de código de barra exclusivo en cada reactivo del vial TNTplus de Hach cuando se utiliza con el espectrofotómetro DR6000 UV-VIS de Hach o el espectrofotómetro de sobremesa DR3900 para identificar el método apropiado y realizar la medición. A medida que se incrementa la facilidad de uso y la velocidad de análisis, los errores se reducen de forma significativa. Además, el usuario recibirá una notificación si ha caducado la vida útil de un test TNTplus. La etiqueta RFID en cada caja TNTplus contiene el certificado de análisis específico del lote que se puede leer con el espectrofotómetro DR6000 o DR3900.

No es necesario un blanco de reactivo

Se combina la alta calidad de los viales TNTplus, los estrictos controles de producción de reactivos, las lecturas de 10 mediciones de absorbancia, la verificación de la calibración del instrumento y la gran estabilidad del mismo para evitar la ejecución de blancos de reactivo, lo que le supone un ahorro de tiempo y dinero.

Suministro innovador de reactivos y viales

Los viales TNTplus utilizan innovadores Dosicap que son más fáciles de usar que los sobres en polvo o los reactivos líquidos. No existe riesgo de vertido, ni de seguridad o de contaminación con los Dosicap porque el tapón del vial contiene completamente los reactivos. El material de vidrio utilizado garantiza la mejor precisión y los viales cuentan con una parte inferior plana para que se mantengan en posición vertical.

Diseño práctico del paquete

Los paquetes de viales TNTplus están codificados por colores para reconocer rápida y fácilmente los parámetros y los rangos para el text exacto que necesita. En la caja hay impresas ilustraciones paso a paso sobre los tests que sirven como referencia rápida.

Especificaciones

Instrumento:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Parámetro:	Boro
Plataforma:	TNT plus
Volumen / tamaño de embalaje:	5 /pk