

TLC Silicagel 60G F₂₅₄ 25 placas de vidrio 20 x 20 cm

Descripción	
Número de catálogo	1003900001
Visión de conjunto	Estas nuevas placas TLC de gel de sílice 60G se recomiendan para el cliente en laboratorios de QA / QC que utilizan métodos de monografía Ph Eur más antiguos, que requieren placas TLC con aglutinante de yeso.
Información del producto	
Código HS	3822 00 00
Nivel de calidad	MQ100
Aplicaciones	
Aplicación	Placa de vidrio TLC, gel de sílice recubierto con indicador fluorescente F254. Las placas de TLC de gel de sílice vienen en una cantidad de 25 tamaños 20x20 cm para aplicaciones de cromatografía en capa fina.
Información de seguridad según el GHS	
Clase de almacenamiento	10 - 13 Otros líquidos y sustancias sólidas
Eliminación	32 Residuos cromatográficos: categoría I; sin embargo, las sustancias agresivas, explosivas (peróxidos) o tóxicas acumuladas en capas y adsorbentes han de separarse mediante un tratamiento adecuado (p. ej. lavado, elución) antes de la eliminación propiamente dicha. De lo contrario, han de eliminarse como si se tratara de sustancias nocivas. Grandes cantidades de adsorbentes (p. ej. procedentes de columnas) se liberan de disolventes, p. ej. por succión o secado. Los materiales soporte de TLC y columnas se eliminan, después de un tratamiento previo

Información de seguridad según el GHS

	(ver arriba), conjuntamente con los correspondientes desechos (aluminio, vidrio, plástico): categoría K.
--	--

Información de almacenamiento y transporte

Almacenamiento	Almacene a temperatura ambiente.
----------------	----------------------------------

Especificaciones

Área de superficie específica (según BET; medición de 5 puntos)	480 - 540 m ² /g
Volumen de poros (isoterma N ₂)	0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaños)	9.5 - 11.5 µm
valores de hRf- bleu vif organol, prueba de color, lipófilo	11 - 25
- Ceres Black G, prueba de color, lipófilo	34 - 48
- ceres Violet brn, prueba de color, lipófilo	52 - 67
número de separación (colourtest, lipófilo)	≥ 10.5

Especificaciones

TLC-Test (Ph.Eur.
colourtest)

Pasa la prueba