

Sterikon® plus bioindicador

Descripción	
Número de catálogo	110274
Replaces	1.10274.0003
Información del producto	
Código HS	3002 90 50
Quality Level	MQ400
Información de seguridad según el GHS	
Clase de almacenamiento	10 - 13 Otros líquidos y sustancias sólidas
WGK	NWG ningún peligro para el agua
Información de almacenamiento y transporte	
Almacenamiento	Almacenar entre +2°C y +8°C.
Información de transporte	
Declaración (vía férrea y carretera) ADR, RID	Kein Gefahrgut

Información de transporte	
Declaración (transporte aéreo) IATA-DGR	No Dangerous Good
Declaración (transporte marítimo) Código IMDG	No Dangerous Good
Especificaciones	
Appearance	opalescent and reddish violet
Number of viable spores per ampoule	5.0E+05 - 1.0E+07
Growth (35 °C)	no growth
Growth (60 °C)	growth
Performance test (6 min, 121 °C)	Survival time 6 min/121 °C
Performance test (15 min, 121 °C)	Kill time 15 min/121 °C
D value (121 °C)	1.5 - 2.0 min
Z value	7.0 - 10.0 °C

Especificaciones**Identity**

Geobacillus stearo- thermophilus ATCC 7953

The determination of the D-value is based on the Stumbo-Murphy-Cochran method.
The identity control is carried out via MicroSeq-System.

Organism: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (sporulation optimized).
Ampoules: 2 ml.
Storage temperature: +2° to +8°C.