

CAJAS RODAC

Las cajas rodac son placas de plástico con una capa de medio de cultivo formando un menisco con una superficie cercana a los 25 cm².

Los tiempos de contacto con las placas son mínimos. Las placas de agar son incubadas, a las temperaturas y tiempos recomendados.

La composición del medio de cultivo se realiza de acuerdo a Normas y métodos internacionales. Las placas con los medios de cultivo son elaboradas bajo estrictas normas de producción en áreas controladas, sometiéndose además a una esterilización final por radiación gamma.

Los materiales usados para la fabricación son de la mejor calidad, lo que permite después de someterse a la pruebas de control (Esterilidad, Promoción de Crecimiento, pH) emitir un certificado de calidad donde están los principales datos de ese lote de producto.

Las placas de contacto deben almacenarse entre 2- 25°C y al abrigo de la luz.

Existen los siguientes medios de cultivo de línea, pero pueden ser surtidos algunos otros:

- ❖ Agar soya Trypticaseina
- ❖ Agar Sabouraud.
- ❖ Agar rosa de Bengala.

Los medios pueden ser suplementados con el 1% de Penicilinas concentrada.