

Esterilización eficiente y segura para laboratorios, clínicas e instituciones científicas.

PRINCIPALES BENEFICIOS

-  Esterilización confiable con programas predeterminados de temperatura y tiempo.
-  Control automático del ciclo de esterilización.
-  Alta eficiencia y resultados consistentes.
-  Protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad.
-  Alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.
-  Fácil extracción de las charolas con mini guante de silicona antideslizante.
-  Operación sencilla y de fácil uso.



Incluye 3 charolas de esterilización

Dimensiones por charola:
340 x 200 x 30 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelo	CVQ-B18L
	Volumen	18 L
	Presión máxima de trabajo	0.22 MPa
	Charolas de esterilización	- Número de piezas: 3 - Dimensiones charola: 340 x 200 x 30 mm
	Programas predeterminados	- Temperatura: 121°C / Tiempo: 20 min - Temperatura: 134°C / Tiempo: 4 min
	Dimensiones de la cámara de esterilización	Φ250 x 370 mm
	Dimensiones del equipo	500 x 400 x 350 mm
	Peso	26 kg
	Potencia	1.5 kW
	Alimentación	CA 110V, 60Hz

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

-  Operación sencilla, programas predeterminados con temperatura y tiempo de esterilización fijos.
-  Control automático del ciclo de esterilización.
-  Protección contra sobrecalentamiento.
-  Alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.
-  Fácil extracción de las charolas mediante mini guante de silicona.

ACCESORIOS INCLUIDOS



APLICACIONES

-  Laboratorios clínicos
-  Laboratorios microbiológicos
-  Universidades y centros educativos
-  Clínicas y consultorios
-  Industria farmacéutica
-  Laboratorios de investigación
-  Control de calidad
-  Centros de análisis



CALIDAD
COMPROBADA



AMPLIO CATÁLOGO
DE PRODUCTOS



DISPONIBILIDAD
INMEDIATA



ASESORÍA TÉCNICA
ESPECIALIZADA



SOLUCIONES PARA
CADA INDUSTRIA



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com



Dirección:
Laureles 62, Jardines de Atizapán,
CP 52978