

BOLSA WHIRL-PAK® CON FILTRO INTEGRADO

55 OZ (1627 mL) • 19 x 30 CM

B01318

Bolsa Whirl-Pak estéril, equipada con filtro integrado, diseñada para su uso en homogeneizadores tipo Stomacher® y otros equipos de laboratorio. El filtro permite procesar muestras líquidas, sólidas o semisólidas, evitando que partículas grandes interfieran en la homogenización y garantizando una muestra homogénea para análisis microbiológico.

Las bolsas de filtro esterilizadas de Whirl-Pak están diseñadas para simplificar la recolección de muestras con pipeta. Nuestra capa de filtro de 330 micras retiene las partículas sólidas en un lado de la bolsa, evitando que la pipeta se obstruya, lo que garantiza una muestra limpia y una distribución uniforme en la placa.



CON FILTRO INTEGRADO
• 250 PZAS.



FILTRO INTEGRADO DE 330 MICRAS

Retiene partículas sólidas, evitando que interfieran en la homogenización.



IDEAL PARA STOMACHER®

Compatible con homogeneizadores tipo Stomacher® y otros equipos de laboratorio.



PARA MUESTRAS LÍQUIDAS, SÓLIDAS O SEMISÓLIDAS

Permite procesar una amplia variedad de muestras para análisis microbiológico.



RECOLECCIÓN DE MUESTRAS CON PIPETA

Facilita la toma de muestra sin obstrucciones.



ESTERILIZACIÓN +1

Esterilizada después de su fabricación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	55 oz (1627 mL)
Medidas:	19 cm de ancho x 30 cm de altura
Filtro:	Integrado de 330 micras
Material:	Polietileno virgen, transparente
Tipo de cierre:	Alambre redondo y pestaña
Uso recomendado:	Homogeneizadores tipo Stomacher® y otros equipos de laboratorio
Esterilización:	Esterilizada después de su fabricación
Presentación:	250 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bolsa estéril con filtro integrado de 330 micras.
- ✓ Evita que partículas grandes interfieran en el proceso de homogenización.
- ✓ Garantiza una muestra homogénea y confiable.
- ✓ Simplifica la recolección de muestras con pipeta.
- ✓ Libre de R-Nase, D-Nase, pirógenos y BPA.



REGULACIONES Y ESTERILIDAD

4

REFERENCIAS

Cumplimiento: USDA, FDA, HACCP y EPA.
Esterilidad: esterilizada después de su fabricación; documentación por lote disponible y vida útil declarada de 5 años.
Resina aprobada por FDA para contacto con alimentos.



Teléfonos: |
55 7575 1662 |

55 7160 2454
55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm



C. Laureles 62, Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.