



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Conectando el futuro con el presente



WHIRL-PAK®
Filtration Group®

BOLSA WHIRL-PAK®
92 OZ (2721 mL)
25.4 X 38 CM
C/CAPA DE FILTRO
P/HOMOGENIZADOR
C/100 PIEZAS NASCO

B01488

Bolsa Whirl-Pak estéril diseñada para el procesamiento de muestras en licuadoras y homogeneizadoras, equipada con capa de filtro interna que permite la separación de sólidos y líquidos durante la homogenización, facilitando el análisis microbiológico posterior.



CAPA DE FILTRO INTERNA

Permite la separación eficiente de sólidos y líquidos durante la homogeneización.



COMPATIBLE CON HOMOGENEIZADORES

Diseñada para uso en licuadoras y homogeneizadores tipo Stomacher®.



ESTÉRIL

Esterilizada después de su fabricación para garantizar la integridad de la muestra.



RESISTENTE Y SEGURA

Fabricada en polietileno virgen de alta calidad, resistente a perforaciones y fugas.



LIBRE DE CONTAMINANTES

Libre de RNasa, DNasa, pirógenos y BPA.




AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA

Resistente desde -210 °C hasta 82 °C.



MEDIDAS:
25.4 x 38 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	B01488
Producto:	Bolsa Whirl-Pak® con Capa de Filtro p/Homogeneizador
Capacidad:	92 oz (2721 mL)
Medidas:	25.4 x 38 cm
Tipo:	Con capa de filtro para homogeneizador
Material:	Polietileno virgen
Espesor:	3.0 mil
Esterilización:	Gamma
Tipo de cierre:	Alambre plano con pestañas
Temperatura:	-210 °C a 82 °C
Presentación:	Caja con 100 bolsas
Uso recomendado:	Análisis microbiológico y procesamiento de muestras en homogeneizadores

★ APLICACIONES

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ✓ Análisis microbiológico | ✓ Control de calidad |
| ✓ Muestreo ambiental | ✓ Investigación científica |
| ✓ Industria alimentaria | ✓ Preparación de muestras |
| ✓ Laboratorios clínicos | ✓ Homogeneización de muestras |

⚠ IMPORTANTE

- Producto de un solo uso.
- No autoclavable.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Para preservar la integridad de la muestra.

55 7575 1661
55 7160 2454

55 7575 1662
55 7158 7031

ventas@laborwasserdemexico.com
www.laborwasserdemexico.com

@labor_wm

C. Laureles 62, Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.

Conectando el futuro con el presente