



FICHA TÉCNICA

B01592

**BOLSA WHIRL-PAK 24OZ (710ML)
15 X 23 CM C/ESPONJA HIDRATADA
P/MUESTREO DE SUPERFICIE ESTERIL
C/100 PZAS. NASCO**

Agilice y facilite el muestreo de superficies ambientales con las bolsas de esponja de poliuretano para muestreo de superficies Whirl-Pak. Nuestra resistente esponja de poliuretano de alta densidad esta lista para usar y es resistente al desgarro y al deshilachado. Cada esponja se presenta en una bolsa estéril, sellada y con etiqueta para escribir. Se hidrata con 10 ml de caldo neutralizante HiCap.

Para usar la esponja, abra la bolsa Whirl-Pak® por la parte superior, escurra el exceso de caldo neutralizante HiCap frote la superficie, vuelva a insertar la esponja en la bolsa, doble la parte superior de la bolsa tres o mas veces y doble las pestañas de alambre para cerrar.



ESTÉRIL

Producto estéril que asegura la integridad de la muestra.



ESPONJA PREHIDRATADA

Incluye esponja prehumedecida lista para su uso.



MUESTREO EFICIENTE

Permite recolectar microorganismos de superficies diversas.



CIERRE SEGURO INTEGRADO

Pestañas de cierre y cinta de sellado que garantizan un sello confiable.



USO VERSÁTIL

Ideal para la industria alimentaria, farmacéutica y laboratorios de control de calidad.

ESPECIFICACIONES

Código	B01592
Producto	Bolsa Whirl-Pak con esponja hidratada para muestreo de superficie
Capacidad	24 oz (710 mL)
Dimensiones	15 x 23 cm
Tipo de bolsa	Con esponja hidratada
Esterilidad	Estéril
Esponja	Prehidratada (poliuretano de alta densidad)
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Cierre	Pestañas de cierre integradas + cinta de sellado
Presentación	Caja con 100 piezas
Marca	Nasco Whirl-Pak®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



MUESTREO MICROBIOLÓGICO CONFIABLE

Incluye esponja prehidratada que facilita la recolección y recuperación de microorganismos en superficies.



ESTÉRIL Y LISTA PARA USAR

Producto estéril que garantiza la integridad de la muestra y resultados precisos.



ESPONJA PREHIDRATADA

Esponja de poliuretano de alta densidad, resistente al desgarro y al deshilachado. Hidrata con 10 ml de caldo neutralizante HiCap.



CIERRE SEGURO INTEGRADO

Pestañas de cierre y cinta de sellado que proporcionan un cierre firme y confiable durante el transporte.



PRÁCTICA Y VERSÁTIL

Diseñada para muestreo en áreas de difícil acceso, ideal para industrias alimentarias, farmacéuticas y laboratorios de control de calidad.

APLICACIONES



Industria alimentaria



Industria farmacéutica



Laboratorios de control de calidad



Muestreo de superficies



Monitoreo microbiológico



Plantas de procesamiento



PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. No apto para uso médico ni para contacto con alimentos.

